

Release Notes/Versionsübersicht

Mastercycler_ep_realplex 6302 (application software 2.2)

Service Manual

| | |
|----------------------|--------------|
| Service Manual (de): | 6300 920.320 |
| Service Manual (en): | 6300 920.339 |

| Version | Date/ Datum | Section/ Kapitel | Page/ Seite | Modification | Änderung |
|---------|----------------|---------------------|----------------|---|--|
| 0 | May 2008 | — | — | first release | erste Ausgabe |
| -1 | 2009-03 | 9 | all/alle | Integration of maintenance plans | Integration von Wartungsplänen |
| -2 | 2010-06 | all/alle | all/alle | The Mastercycler ep realplex system has been modified. Instead of a Mastercycler ep module, a Mastercycler pro module is used. | Das Mastercycler ep realplex System wurde von einem Mastercycler ep Modul auf ein Mastercycler pro Modul umgestellt. |
| | | | | The Perkin Elmer multipliers have been replaced by Hamamatsu multipliers. The actual application software is version 2.2. | Ebenfalls werden statt Perkin Elmer Multiplier jetzt Hamamatsu Multiplier eingebaut. Die Applikationssoftware wurde auf Version 2.2 aktualisiert. |
| -3 | 2010-07 | 12 | 1 | New Technical Information: New thermoblocks available for the realplex system | Neue Technical Information: Neue Thermoblocke für das realplex System |
| -4 | 2010-11 | 5, 11 | all/alle | Additional service functions as of realplex application software version 2.5.1 | Zusätzliche Service Funktionen ab der realplex Application Software Version 2.5.1 |
| | | | | Adjustment filter set added to the ordering informations. | Justagefilter in die Bestellinformationen eingefügt.. |
| -5 | 2013-3 | 9, 8,14 | all/alle | Updating of Ordering Information, Service Function description | Aktualisierung Bestellinformationen, Service Funktionen |

Installation Qualification

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Installation Qualification (de): | 6300 920.061 |
| Installation Qualification (en): | 6300 920.070 |

| Version | Date/ Datum | Section/ Kapitel | Page/ Seite | Modification | Änderung |
|---------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2008-08 | | | first release | erste Ausgabe |
| | | | | | |
| | | | | | |

Operational Qualification

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Operational Qualification (de): | 6300 920.088 |
| Operational Qualification (en): | 6300 920.096 |

| Version | Date/ Datum | Section/ Kapitel | Page/ Seite | Modification | Änderung |
|---------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2008-08 | | | first release | erste Ausgabe |
| 2 | 2008-10 | | | update | Überarbeitung |
| 3 | 2010-08 | | | update | Überarbeitung |

Performance Qualification

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Performance Qualification (de): | 6300 920.100 |
| Performance Qualification (en): | 6300 920.118 |

| Version | Date/ Datum | Section/ Kapitel | Page/ Seite | Modification | Änderung |
|---------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2008-08 | | | first release | erste Ausgabe |
| | | | | | |
| | | | | | |