

Contact person in HQ, Hamburg:	Ingo Dietrich
Phone:	+ 49 40 - 538 01 - 314
Email:	dietrich.i@eppendorf.de

New, improved heated lids are available for all three Mastercycler® pro 6321/24/25 models.

The new heated lids can be used for all Mastercycler® pro 6321/24/25 devices on the market; a software update is not necessary.

Serial devices of all three models are equipped with the new, improved heated lid as of serial number 19521.

As a spare service part, the new heated lid 96 (6321 868.507) replaces the previous heated lid 96 (6321 868.000).

The new service heated lid 384 (6321 870.501) replaces the previous heated lid 384 (6321 870.005).

We recommend keeping this information in your Mastercycler® pro Service Manual, Chapter 13, to ensure you have all relevant product information available in one place.

Für alle drei Varianten Mastercycler® pro 6321/24/25 sind neue, verbesserte Heizdeckel verfügbar.

Die neuen Heizdeckel können für alle im Markt befindlichen Mastercycler® pro 6321/24/25 genutzt werden, ein Software update ist nicht notwendig.

Seriengeräte haben ab Serien Nummer 19521 in allen drei Varianten den neuen, verbesserten Heizdeckel.

Als Service Ersatzteil ersetzt der neue Heizdeckel 96 (6321 868.507) den bisherigen Heizdeckel 96 (6321 868.000).

Der neue Service Heizdeckel 384 (6321 870.501) ersetzt den bisherigen Heizdeckel 384 (6321 870.005).

Wir empfehlen, diese Info Ihrem Service Manual Mastercycler® pro Kapitel 13 beizufügen, damit alle relevanten Produktinformationen zusammenhängend abgelegt sind.